

3M Science.
Applied to Life.™

Chirurgický stříhací strojek s pohyblivou hlavicí.

Pro pacienty bezpečný. Pro vás snadno ovladatelný.



**3M™ chirurgický stříhací strojek
9661L s pohyblivou hlavicí a s
3M™ čepelkou 9660**

Stříhací strojek, který je bezpečný, spolehlivý a snadno se používá.

Začněme unikátní pohyblivou hlavicí. Připočtěme dlouho fungující baterii s krátkou dobou nabíjení, světelnou indikaci, ergonomicky konstruovanou rukojeť a možnost ponoření do tekutiny. A výsledek? Lepší průběh stříhání pocítíte vy i váš pacient.





Zažijte rozdíl, jaký dokáže vyvolat pohyblivá hlavice.

Při použití čepelky 9660 zjistíte, jak se unikátní pohyblivá hlavice dokáže přizpůsobit anatomickým zakřivením a jak bude stříhání pro vás snadné a pro pacienty pohodlné. Snadno, účinně a jednoduše ostříháte každý typ vlasů a ochupení, mokré i suché.



Nízký výskyt poškrábání pokožky.

Spolehlivá čepelka 9660 pro 3M™ chirurgický stříhací stojek 9660L nabízí výhodu výkonu tam, kde o to jde nejvíce – v oblasti bezpečnosti pacienta. Poloha čepelky odvrácená od pokožky minimalizuje možnost přiskřípnutí kůže mezi stříhací plošky čepelky a její poškrábání. Tato výhoda znamená menší riziko vzniku SSI - tedy infekce v operační ráně.

V klinické studii byla pozorována míra poškrábání pokožky u < 2% případů.¹



Lithiová baterie zvyšuje výkonnost.

Delší doba nepřerušovaného stříhání. Kratší doba nabíjení Li-ion baterie, kterou je 3M chirurgický stříhací stojek 9661L napájen, zajistí 160 minut provozu po čtyřhodinovém nabíjení.



Možnost očištění ponořením do vody.

Vyhovuje klasifikaci IPX7 pro ponoření do vody ne hlouběji než 1m po dobu maximálně 30 minut.



Ergonomicky tvarovaná rukojeť se snadno drží.



3M™ chirurgický stříhací strojek 9661L s pohyblivou hlavicí

Vlastnosti	čepelka 9660	čepelka 9690
Čepelka se snadno nasazuje .	✓	✓
Snadno se čistí ponořením do vody.	✓	✓
Snadno stříhá všechny typy vlasů a ochlupení, mokré i suché jediným pohybem.	✓	
Individuálně balené čepelky pro jednorázové použití.	✓	✓
Rychle a účinně ostříhá ochlupení.		✓
Čepelka odkloněná od pokožky minimalizuje riziko poškrábání či nastřížení kůže.	✓	✓
Li-ion baterie – déle vydrží nabitá.	✓	✓
Ergonomicky řešená rukojeť se dobře drží.	✓	✓
Světelný indikátor stavu nabití baterie signalizuje potřebu nového nabití.	✓	✓
Přibližně 160 minut provozu po čtyřhodinovém nabití baterie.	✓	✓
Pohyblivá hlavice.	✓	

Katalogové číslo	Popis produktu	Kusů v balení	Balení v kartonu
9660	3M™ čepelka 9660 k chirurgickému stříhacímu strojku	50	1
9661L	3M™ chirurgický stříhací strojek 9661L s pohyblivou hlavicí	1	1
9668L	3M™ nabíječka baterií pro chirurgický stříhací strojek 9661L	1	1
9667L-E	3M™ startovací souprava 9667L pro chirurgický stříhací strojek 9661L: 3M™ chirurgický stříhací strojek 9661L a 3M nabíječka baterií 9668L	1	1
9690	3M™ čepelka 9690 (na vlasy a husté ochlupení) pro 3M chirurgický stříhací strojek 9661L	20	1

Více informací o 3M™ chirurgickém stříhacím strojku Professional 9681 a o jiných produktech společnosti 3M divize Health Care získáte:

- od vašeho místního obchodního zástupce společnosti 3M
- na adrese společnosti 3M.cz/zdravotnictvi



3M Česko, spol. s.r.o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel.: +420 261 380 111
Fax: +420 261 380 110
www.3M.cz/zdravotnictvi

3M studie 05-013632.

Prosím recyklujte. Tištěno v ČR.
© 2017 3M. Všechna práva vyhrazena.
3M je výrobní známka společnosti 3M